

Ficha de Información del Producto



PURELL® Advanced Gel Alcohólico para Desinfección Higiénica de Manos

Desinfección higiénica de manos por fricción

Indicado para los siguientes Sectores: áreas de atención sanitaria, industria alimentaria, alojamiento y ocio, laboral y educación



- **Activo contra Coronavirus**
- **Contiene hidratantes que ayudan a mantener la piel sana**
- **En conformidad con los Tests de Inocuidad sobre los Alimentos (EN 4120:2007)**
- **Incoloro, sin perfume**
- **Elimina 99,99% de los gérmenes más comunes que pueden ser nocivos**
- **Probado bajo control dermatológico**
- **Nº Registro AEMPS: 797 – DES**

INFORMACIÓN TÉCNICA			
Ingredientes		Etanol a base de plantas N° CAS 64-17-5 (631,67 g/kg correspondiente a 70% volumen/volumen), agentes hidratantes	
Características		• Aspecto: líquido transparente • Perfume: sin perfume • Viscosidad: 6.000 - 17.000 mPa.s	
Conservación		• Conservación (recargas y botellas): 36 meses • Período de conservación una vez abierto (PAO) para las botellas: 3 meses • Almacenar a temperatura ambiente	
Modo de empleo	Desinfección higiénica de manos por fricción	1. Aplicar una dosis de producto en las manos limpias y secas 2. Frotar las manos, las muñecas, alrededor de las uñas y entre los dedos durante al menos 30 segundos hasta que se sequen completamente 3. No enjuagar, dejar secar 	
	Desinfección quirúrgica de manos por fricción	1. Después de lavarse y secarse las manos, aplicar todo el producto que sea necesario para mantener las manos mojadas 2. Seguir el protocolo de la desinfección higiénica de manos por fricción durante un total de 120 segundos. En dos etapas: 3. No enjuagar, dejar secar 	
Legislación		• Producto biocida PT1 • Solo para uso profesional	
Compatibilidad		• Compatible con guantes médicos de látex, nitrilo y vinilo • El producto utilizado como desinfectante de manos es inocuo para los alimentos (sabor, olor), según test triangular de análisis sensorial y en conformidad con la norma EN 4120:2007	
Compatibilidad con la piel		• Buena compatibilidad con la piel • Probado bajo control dermatológico	
Precauciones de empleo		• No ingerir • No mezclar con otros productos • Utilice los biocidas de forma segura • Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso • Eliminar el contenido/recipiente en un contenedor de residuos • No vuelva a usar el envase • Para más información, consulte la ficha de datos de seguridad del producto • En caso de emergencia, ponerse en contacto con el centro de desintoxicación más próximo	

PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS		
Activo sobre	Norma	Tiempo de contacto
Bacterias	EN 1040 (v. 2006)	15s
	EN 13727+A2* (v. diciembre 2015)	30s
	EN 1276* (v. 2019)	30s
	EN 1500 (v. 2013), 3 mL	30s
	EN 12791 (v. 2017), mostró un efecto prolongado de 3 horas	120s
Micobacteria	EN 14348 (v. abril 2005), <i>M. terrae</i> y <i>M. avium</i>	15s
Levaduras	EN 1275 (v. marzo 2006)	15s
	EN 13624* (v. noviembre 2013), <i>Candida albicans</i> y <i>Candida auris</i>	30s
	EN 1650* (v. agosto 2019)	30s
Moho	EN 1275 (v. marzo 2006)	1 min
	EN 1650+A1* (v. julio 2013)	1 min
	EN 13624* (v. noviembre 2013)	1 min
Virus	EN 14476+A2* (v. julio 2019), sobre Coronavirus BCoV (virus sustituto)	30s
	EN 14476* (v. septiembre 2013), sobre los Norovirus	30s
	EN 14476+A1* (v. 2007), sobre los Adenovirus y sobre los Rotavirus	30s
	EN 14476+A1* (v. 2007), sobre los Poliovirus	60s
	EN 14476+A2* (v. julio 2019) sobre el H1N1	30s
	EN 14476+A1* (v. octubre 2015), sobre virus de la Vaccinia Cubre también los siguientes virus envueltos: virus del Herpes, Hepatitis B, Hepatitis C, VIH...	30s

*Estudio realizado en condiciones de limpieza

ACONDICIONAMIENTO	SISTEMA DE DISPENSACIÓN	CÓDIGO PRODUCTO
Recarga para LTX-7™ 700 mL x 3	Dispensador PURELL LTX-7 (automático)	1303-03-EEU
Recarga para LTX-12™ 1200 mL x 2	Dispensador PURELL LTX-12 (automático)	1903-02-EEU
Recarga para ADX-7™ 700 mL x 4	Dispensador PURELL ADX-7 (manual)	8703-04-EEU
Recarga para ADX-12™ 1200 mL x 3	Dispensador PURELL ADX-12 (manual)	8803-03-EEU
Recarga para TFX™ - 1200 mL x 2	Dispensador PURELL TFX (automático)	5476-02-EEU
Botella con bomba - 500 mL x 12 (3 mL dosis)	N/A	9668-12-EEU00
Botella con bomba - 300 mL x 12 (3 mL dosis)	N/A	9663-12-EEU00
Botella Flip Top - 100 mL x 24	N/A	9661-24-EEU00
Botella personal con bomba - 60 mL x 24	N/A	9606-24-EEU00
Botella Flip Top - 30 mL x 250	N/A	3901-99-EEU00

Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.



GOJO Industries - Europe, Ltd.*
Units 5 & 6
Stratus Park
Brinklow
Milton Keynes
MK10 0DE UK
Tel: +44 (0) 1908 588444
Fax: +44 (0) 1908 588445

Laboratoires Prodene Klint
– a GOJO Family Company
8 Rue Léon Jouhaux
77183 Croissy-Beaubourg
France
Tél.: +33 (0)1 60 95 49 00
Fax.: +33 (0)1 60 95 49 49

GOJO Iberia España, S.L.,
Paseo de la Castellana, 90, 1ª planta,
28046 Madrid, España
Tel: +351 218 988 230
Fax: +351 21 898 82 39

GOJO Switzerland Sàrl
Chemin du Faubourg-de-Cruseilles 11,
c/o RSM (Gva) SA,
1227 Carouge
GE +41 225706057

Prodene GmbH –
a GOJO Family Company
Im Trutz Frankfurt 55
60322 Frankfurt, Germany
Tel.: +49 (0) 6074 9196057
Fax: +49 (0) 6074 9196685