



Diesin *maxx*

LIMPIADOR ÁCIDO DESINFECTANTE

Diesin Maxx es un limpiador desinfectante ácido para la limpieza diaria y a fondo. **Diesin Maxx** combina la acción anti-microbiana con un excelente resultado en la eliminación de la cal y suciedad. Tras su aplicación, **Diesin Maxx** deja un agradable aroma.

Incluso diluido, **Diesin Maxx** elimina las incrustaciones calcáreas eficientemente.





Área de aplicación: Para todo tipo de superficies resistentes al ácido y que puedan ser mojadas. Ideal para zonas públicas como colegios, hospitales, gimnasios y piscinas, baños públicos, y todo tipo de áreas de riesgo donde se requiere limpieza, desincrustación de cal y desinfección.

Bactericida según EN1276 al 2 % y EN13697 al 10 % (condiciones sucias). Levuricida según EN1650 al 10%.

- **Limpieza** - antimicrobiano de acuerdo con las normas EN 1276/1650//13697.
- **Seguridad** - respetuoso con el medio ambiente. Contiene ácido láctico y se rige por código de colores.
- **Eficacia** - limpia, desincrusta y desinfecta en un solo paso.



MODO DE EMPLEO



- 1 Consultar etiqueta del producto y Plan de Higiene para mayor información de uso.
- 2 Utilizar los sistemas de protección individual adecuados para manipular y aplicar el producto.
- 3 Preparar la disolución de **Diesin Maxx** según las necesidades de limpieza y desinfección. En caso de suciedades extremas, utilizar el producto concentrado.
- 4 Limpiar la superficie a ser tratada. Usar **Diesin Maxx** con bayetas de microfibr Polifix® rojas para evitar contaminación cruzada.
- 5 Para la limpieza manual de los suelos, se recomienda utilizar en combinación con el sistema de mopas Ecolab Rasan Tec®.
- 6 Dejar actuar el tiempo de contacto necesario según las necesidades de desinfección (ver normas EN).
- 7 Se recomienda aclarar con agua o limpiar con una bayeta húmeda.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Ingredientes activos: 100 g de líquido contienen 2,45 g de cloruro de alquildimetilbencilamonio y 8,0 g de ácido láctico.

Ph concentrado: 1,8

Nº Inscripción ROP: 10-20-05656

Sólo para uso profesional

PRESENTACIÓN

12 x 1L

2 x 5L

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

No mezclar con otros productos

Eliminar el envase únicamente en caso de estar vacío y cerrado. Residuos de producto: consultar la hoja de seguridad.

Usar el desinfectante con seguridad. Leer siempre la etiqueta y la información del producto antes de su uso.

Para más información consultar la etiqueta del producto y la Ficha de Datos de Seguridad

CONDICIONES DE ALMACENAJE

Almacenar a una temperatura entre -5° y 40° en envase original.

